

EFS 10 – NSR 18			رقم المعيار
خطة الإنذارات الحرجة			عنوان السياسة
الاول	رقم الاصدار	01/09/2023	تاريخ الاصدار
ECC-PP-EFS-10	كود السياسة	01/09/2023	تاريخ التفعيل
11	عدد الصفحات	01/09/2026	تاريخ المراجعة

#### ❖ الخطة: الإنذارات الحرجة

#### ❖ الغرض:

تحقيق سلامة المرضى من خلال عمل خطة لصيانة الاجهزة التي تحتوى على انظمة انذارات حرجة و توعية العاملين من الهيئة الطبية و هيئة التمريض بهذه الانذارات

#### السياسة :

يلتزم المركز بوضع خطة صيانة واختبار انظمة الانذارات الحرجة وتشمل :

- قائمة حصر الاجهزة التي تحتوى على انذارات .
  - وضع كارت تعريف على كل جهاز .
  - عمل نظام للمرور اليومي على أقسام المركز و تسجيل نتيجة المرور و الأعطال المكتشفة أثناء المرور و أخيرا ما يتم ملاحظته من أخطاء أثناء تشغيل الجهاز.
  - القيام بتسجيل و توثيق جميع أعمال الصيانة الوقائية .
  - عمل ارشادات لطريقة ضبط كل جهاز به انذارات
  - يلتزم الفريق الطبي(الأطباء-التمريض-فريق صيانة الأجهزة الطبية) بتنفيذ خطة اختبار وصيانة الإنذارات الحرجة.
- اجراءات العمل:
1. يقوم رئيس قسم هندسة الأجهزة الطبية بعمل نظام للمرور الدورى على أجهزة الانذارات الحرجة و يشمل ذلك النظام)تحديد مواعيد المرور على هذه الأجهزة - القائم بالمرور لعمل الصيانة الدورية لها واختبار نظام الانذار بها-تسجيل نتيجة المرور فى كارت الصيانة الدورية و الأعطال المكتشفة أثناء المرور و أخيرا ما يتم ملاحظته من أخطاء أثناء تشغيل الجهاز.
  2. يقوم فى الاجهزة الطبية بتدريب الأطباء والتمريض بالقسم على الإنذارات الإكلينيكية و كيفية التعامل معها.
  3. فى حالة دخول مريض جديد يقوم الطبيب المسئول عن الحالة بربط الحدود التي سوف يحدث عندها إنذارات بالانخفاض أو الارتفاع .
  4. اذا كانت حالة المريض لا تستدعى ضبط خاص للحدود التي سوف يحدث عندها الانذار سيتم ضبط الحدود أتوماتيكيا (default setting)

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 01066602662/3/4-01000015004

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt– fax : 23580687

23580687/ف

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 1 of 12

5. تقوم الممرضة المسؤولة في بداية كل شفت بالتأكد من أن الإنذار الأكلينيكي مسموع و أعلى من البيئة المحيطة كما تتأكد من الإنذار الروئي يعمل و ذلك في نموذج المرور اليومي

• أنواع الأجهزة التي تعطى إنذارات

م	أسم الجهاز
1	جهاز مراقبة العلامات الحيوية ( المونيتور )
2	جهاز التنفس الصناعي.
3	أجهزة التخدير.
4	جهاز صدمات قلب

• الأماكن التي يوجد بها إنذارات

1. العمليات
2. الإفاقة

❖ تحديد قوائم المعدات المتخصصة والحرجة

الاجهزة الحرجة واعدادها				الاقسام
مونيتور	صدمات	تنفس صناعي	تخدير	
2			2	العمليات
2	1	1		الإفاقة
	1			العيادات

Department	Equipment	Manuf	Model	S.N	country	Location
Recovery	جهاز تنفس الصناعي ventletor	SR-LR95701	DRAGER MEDICAL	ARTN-0039	GERMANY	ROC
Recovery	جهاز صدمات قلب1	GALIIBRATED	SCHILLER MEDICAL	10899800246	CHINA	ROC
OPD	جهاز صدمات قلب2	HB	M1722B	US00103828	USA	Clinic3
OPERATION ROOM	جهاز تخدير	Mindray	WATO -EX20	1C000709	GERMANY	OR2

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادي - م: 01066602662/3/4-01000015004  
1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt- fax : 23580687  
mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

23580687/ف

OPERATION ROOM	جهاز تخدير	SPACELABS	135EG3CM	FOCU-00294	GERMANY	OR1
Recovery	جهاز مونيتر monitor	Mindray	MEC-1200	cc-8c107316	GERMANY	ROC
Recovery	جهاز مونيتر monitor	Mindray	MEC-1200	cc8c107319	GERMANY	ROC
OPERATION ROOM	جهاز MONITOR	MINDRAY	IMEC-10	EX3C013620	GERMANY	OR2
OPERATION ROOM	جهاز مونيتر monitor	Mindray	IMEC-10	EX-3C013621	GERMANY	OR1

• كيفية ضبط اجهزة الانذارات الحرجة

التأكد من تفعيل الانذارات الحرجة	الجهاز
<p>يتم النقر علي زر menu و تظهر قائمة setup</p> <p>يتم التحكم في مستوى الصوت من Alarm volume و التأكد من ان صوت الانذار مسموع بشكل واضح</p> <p>يتم النقر علي زر alarm limit</p> <p>يتم التأكد من قيم العلامات الحيوية الموضوعة</p>	جهاز المونيتر
<p>يتم النقر علي زر Alarm setup و التأكد من قيم العلامات الحيوية الموضوعة</p> <p>يتم النقر علي زر السماع و التأكد من فاعلية الانذار</p>	جهاز الصدمات الكهربائية
التأكد من تفعيل الانذارات الحرجة	الجهاز
<p>يتم النقر علي زر alarm ثم علي setting</p> <p>3. ثم علي alarm volume و التحكم في مستوى صوت الانذار</p>	جهاز التنفس الصناعي
1. النقر على زر السماع VE/VTE و التأكد من سماع صوت الانذار	جهاز التخدير

❖ أولاً: جهاز مراقبة العلامات الحيوية (مونيتر)

يقوم جهاز مراقبة العلامات الحيوية بمتابعة:-

- ضربات القلب.
- نسبة الأكسجين بالدم.
- قياس ضغط الدم.
- معدل التنفس.
- التعرف على الإنذارات

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 01000015004-01066602662/3/4

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt- fax : 23580687

23580687/ف

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 3 of 12

- يعطى الجهاز إنذار سمعي وضوئي.

### 1. ضربات القلب

يعطى الجهاز إنذار في حالة ارتفاع أو انخفاض معدل ضربات القلب أو في حالة عدم انتظام ضربات القلب.

#### التعامل مع الإنذارات:

- يتم إعادة التأكد من أن جميع الألكترودات متصلة بالمريض بصورة صحيحة.
- بعد التأكد من صحة الوصلات يتم إبلاغ الطبيب.
- في حالة عدم وجود مشكلة بالمريض يتم تغيير الكابل و إبلاغ الإدارة الهندسية.
- يتم الكشف على الكابل وفحص الجهاز بواسطة الإدارة الهندسية

### 2. نسبة الأكسجين بالدم

يعطى الجهاز إنذار في حالة ارتفاع أو انخفاض معدل نسبة الأكسجين بالدم.

#### التعامل مع الإنذارات:

- يتم إعادة التأكد من أن الجهاز متصل بالمريض بصورة صحيحة.
- بعد التأكد من صحة الوصلات يتم إبلاغ الطبيب.
- في حالة استمرار الإنذار يتم إبلاغ الطبيب و إبلاغ الإدارة الهندسية.
- يتم الكشف على الكابل وقياسه وفحص جهاز المونيتور بواسطة الإدارة الهندسية.

### 3. قياس ضغط الدم

في بعض الحالات الحرجة يتم ضبط التوقيت لقياس ضغط الدم أوتوماتكي.

#### التعامل مع الإنذارات

- يتم قياس ضغط الدم باستخدام جهاز ضغط آخر (زئبقي)
- في حالة صحة القراءة يتم إبلاغ الطبيب فورا.
- في حالة عدم صحة القراءة يتم تغيير الكف.
- في حالة استمرار الإنذار يتم إبلاغ الإدارة الهندسية.

### 4. معدل التنفس

في بعض الحالات الحرجة يتم ضبط الجهاز لقياس معدل التنفس و يعطى الجهاز إنذار في حالة ارتفاع أو انخفاض معدل التنفس.

#### التعامل مع الإنذارات:

- يتم أعاده التأكد من أن جميع الألكترودات متصلة بالمريض بصورة صحيحة.
- بعد التأكد من صحة الوصلات يتم إبلاغ الطبيب.

### ❖ -جهاز التنفس الصناعي

بعض الإنذارات التي تصدر من الجهاز في الحالات الآتية:-

- وجود تسريب.
  - انخفاض معدل سيريان الأكسجين من المخرج.
  - ارتفاع الضغط.
  - ارتفاع معدل التنفس.
  - حدث توقف بالتنفس.
  - المريض غير متصل بالجهاز
  - الجهاز مسدود و لا يعطى للمريض التعرف على الإنذار
  - يعطى الجهاز إنذار سمعي و ضوئي.
  - 1. وجود تسريب
- يصدر الإنذار في حالة وجود انقطاع بالوصلة المتصلة للخرطوم أو يوجد تسريب بمواسك الماء أو المرطب.
- التعامل مع الإنذار
- يتم التأكد من أن جميع الوصلات متصلة بكفاءة (مع مراعاة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى)
  - يتم التأكد من مواسك الماء و المرطب
  - انخفاض معدل سيريان الأكسجين من المخرج
  - يحدث في حالة عيب بشبكة الغازات أو بمخرج الغازات.
- التعامل مع الإنذار
- يتم التأكد من أن جميع الوصلات متصلة بكفاءة مع مراعاة سياسات و إجراءات مكافحة العدوى للملابس الوقائية.
  - الاتصال بفني الغازات.
  - 3. ارتفاع الضغط
  - يحدث في حالة
  - تراكم الإفرازات بصدر المريض.
  - وجود ثني بالأنبوبة الحنجرية.
  - ضغط المريض على الأنبوبة الحنجرية(العض على الأنبوبة).
- التعامل مع الإنذار
- بمعالجة السبب عن طريق.
  - التنشيط للمريض.
  - التأكد من سلامة الوصلات.

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 01066602662/3/4-01000015004

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt- fax : 23580687

23580687/ف

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 5 of 12

- وضع ممر هوائي للمريض أو مهدئات حسب أوامر الطبيب.
- إعادة التأكد من حدود الإنذارات و كونها مناسبة لحالة المريض.
- عدم تجاوز الضغط المظبوط عن 60
- 4. ارتفاع معدل التنفس يحدث في حالة
- تراكم الافرازات بصدر المريض.
- وجود ثني بالأنبوبة الحنجيرية.
- برنامج الجهاز غير متوافق مع المريض.
- التعامل مع الإنذار
  - بمعالجة السبب عن طريق.
  - التشفيط للمريض.
  - التأكد من سلامة الوصلات.
  - أو يتم إبلاغ الطبيب لتغير النظام طبقا لحالة المريض.
- 5. حدوث وقف بالتنفس يعطى الجهاز إنذار في حالة:
  - التوقف بالتنفس للمريض.
  - مع البدء بالتنفيخ باستخدام (الأمبوج).
  - المريض غير متصل بالجهاز
- يعطى الجهاز إنذار في حاله عدم اتصال المريض بالجهاز التعامل مع الإنذار
  - يتم التأكد من اتصال المريض بالجهاز و الوصلات
  - التأكد من عدم وجود تسريب كبير بالجهاز
  - التأكد أن الجهاز مربوط على النظام الملائم للمريض
  - يتم التأكد من فلتر الزفير
  - يتم إبلاغ الطبيب فورا
- 6. الجهاز مسدود و لا يعطى للمريض يعطى الجهاز إنذار صوتى عالى وضوئى وقد يقوم بإيقاف الجهاز
  - التعامل مع الإنذار
  - التأكد من فلتر الشهيق أو تغييره
  - التأكد من عدم وجود انسداد في خط الشهيق
  - التأكد من أن المريض لا يعض على الأنبوبه

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 01000015004-01066602662/3/4

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt- fax : 23580687

23580687/ف

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 6 of 12

• التأكد من عدم وجود سدد أو افرازات في الأنبوبة

#### ❖ أجهزة التخدير

يقوم جهاز التخدير بتخدير المريض و إيصاله بتنفس صناعي و الجهاز مزود بأنظمة الإنذار و يقوم بعمل اختبار أوتوماتيكيا لنظام الإنذار في حالة فصل الكهرياء و إعادة التشغيل يعطى الجهاز إنذار في الحالات التالية:

- (APNEA PRESSURE)
- و يتم في حالة توقف التنفس أو حالة فصل (توقف) مصدرالغاز أو في حالة وجود تسريب بوصلات المريض أو في حالة ارتفاع الرغط لمدة طويلة (approximately 120 sec).
- (APNEA VOLUME) (في حالة توقف التنفس) عدم وجود رجع بالدائرة - زفير (لمدة 51 ثانية أو في حالة فصل) توقف مصدر الغاز أو في حالة غلق أوحد و تسريب بوصلات المريض.
- (APNEA PRESS OFF) في حالة غلق الحد الادني لرغط مسار الهواء في وضع (IPPV).
- (Battery low) في حالة عدم عمل البطارية.
- (Battery powered) في حالة فصل الكهرياء أو عدم توصيل كابل الكهرياء.
- (Cont high press) في حالة ضبط APL- valve ( في وضع ) (MAN) اثناء (IPPV)
- (EX – VALVE LEAKAGE) (في حالة تسريب في الصمام الخاص بالتنفس).
- (FIO2 HIGH) في حالة تجاوز تركيز الأوكسجين الحد الادني) القيمة) المربوط عليها الجهاز
- (O2 SENSOR INOP) في حالة عدم معايرة حساس الأوكسجين أو حدوث خطك بالمعايرة
- (FIO2 LIMIT <21%) ( في حالة ضبط الحد الادني على قيمة تتجاوز ال 20%.
- (FIO2 LOW) في حالة نقص تركيز الأوكسجين عن الحد الأدنى) القيمة) المربوط عليها الجهاز.
- (FLOW INOP) في حالة مشكلة بمسار الغاز أو مشكلة بالحساس.
- (MV HIGH) في حالة تجاوز قيمة (MINUTE VOLUME)
- للحد المسموح به أو المربوط عليه الجهاز.
- (MV LOW) في حالة تجاوز قيمة (MINUTE VOLUME)
- للحد المسموح به أو المربوط عليه الجهاز أو السداد أو تسريب بوصلات المريض.
- (Paw HIGH) في حالة تجاوز الحد الأقصى المربوط عليه الجهاز لرغط مسار الهواء.
- (Paw NEGATIVE) عدم وصول الغاز بكمية كافية.
- (( PRESSURE LIMIT)) في حالة عدم ضبط (TIDAL)

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 01066602662/3/4-01000015004

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt– fax : 23580687

23580687/ف

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 7 of 12

(VOLUME) بشكل مناسب.

- ONLY CONTINUAL AUDIABLE ALARM WITH OUT DISPLAY و ذلك في حالة عدم توصيل الكهرياء أو في حالة عدم عمل البطارية أو فشل بدائرة الباور اخاصة بالجهاز.  
التعرف علي الإنذار:
- يعطي الجهاز إنذار سمعي و تظهر رسالة على الشاشة توضح نوع المشكلة.  
التعامل مع الإنذار:
- (APNEA PRESSURE)
  - يتم التأكد من توصيل مصدر الغاز بالجهاز.
  - التأكد من عمل التنفس الصناعي الملحق بالجهاز
  - التأكد من صحة و سلامة وصلات المريض .
- (APNEA VOLUME)
  - التأكد من عمل التنفس الصناعي الملحق بالجهاز.
  - يتم التأكد من توصيل مصدر الغاز بالجهاز
  - التأكد من صحة و سلامة وصلات المريض و عدم وجود تسريب باخراطيم.
- (APNEA PRESS OFF)
  - يتم مراجعة ضبط الحد الادنى لرغط مسار الهواء في وضع (IPPV).
  - (Battery low)
  - يتم توصيل الكهرياء (كابل الباور).
  - (battery powered)
  - يتم توصيل الكهرياء (كابل الباور).
  - (Cont high press)
  - يتم تغيير (APL VALVE) إلي (IPPV / SPONT)
  - EX – VALVE LEAKAGE
  - يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية في حالة استمرار الإنذار.
  - يتم التأكد من توصيل الوصلة اخاصة بال FLOW SENSOR
  - يقوم مهندس الأجهزة الطبية بالتأكد من سلامة الوصلة اخاصة بال (FLOW SENSOR)

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 01066602662/3/4-01000015004

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt– fax : 23580687

23580687/ف

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 8 of 12



• في حالة سلامة الوصلة يقوم بعمل معايرة إل (FLOW SENSOR)

• (FIO2 HIG)

• يتم التأكد من فتح الأكسجين في إل (FLOW METER)

• (O2 SENSOR INOP)

• يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.

• يتم عمل معايرة لحساس الأكسجين.

• في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس أو الكابل اخاص به.

• (FIO2 LIMIT < 21%)

• ضبط الحد الادني بقيمة لا تتجاوز 6%

• (FIO2 LOW)

• يتم مراجعة مصدرالأكسجين و يتم التأكد من مصدر الأكسجين.

• يتم مراجعة الأكسجين في (FLOW METER).

• (FLOW INOP)

• يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.

• يتم عمل معايرة لحساس (FLOW SENSOR)

• في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس .

• (MV HIGH)

• يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.

• يقوم مهندس الأجهزة الطبية بعمل معايرة لحساس (FLOW SENSOR)

• في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس .

• (MV LOW)

• يتم فحص توصيلات المريض.

• يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية.

• يقوم مهندس الأجهزة الطبية بعمل معايرة لحساس FLOW SENSOR

• في حالة استمرار الإنذار يتم تغيير الحساس .

(Paw HIGH)

• يتم التأكد من توصيل الخراطيم بالجهاز و بالمريض

- مراجعة قيمة الحد الاقصى للضغط و حدود الإنذار الخاص به.

(Paw NEGATIVE)

يتم زيادة تدفق الغاز من المصدر أو الجهاز.

(PRESSURE LIMIT)

يتم زيادة قيمة الحد الاقصى للضغط.

ONLY CONTINUAL AUDIABLE ALARM

WITH OUT DISPLAY

- يتم التأكد من توصيل الكهرياء

- يتم إعادة شحن البطارية

- يتم غلق الجهاز و فتحه.

- في حالة استمرار الإنذار يتم إبلاغ مهندس الأجهزة الطبية .

- يقوم مهندس الأجهزة الطبية بقياس الباور و فحص دائرة الباور.

ملحوظة: يتم عمل صيانة دورية شهرية للجهاز و يتم اختبار جميع أنظمة الإنذار بواسطة مهندس الأجهزة الطبية

#### ❖ أجهزة صدمات القلب

هذه الأجهزة تقوم باعطاء صدمة كهربائية للقلب و ذلك لانعاشه أو تنظيم ضربات القلب.

يتم رسمها و طباعتها من خلال طابعة حرارية و SIGNALS كما تقوم باستقبال الإشارات الكهربائية للقلب و تحويلها لموجات

يحتوي الجهاز علي أنظمة للإنذار.

يعطي الجهاز إنذار في الحالات التالية :

• في حاله عدم CONNECT THE ELECTRODES

توصيل أو الإلكترودات غير موصلة جيدا بالمريض

- NO energy selected يعنى أن لم يتم تحديد الشحنة بعد

- يعطى بعض الرسائل التي توضح اعطال بالجهاز و أنه لا يعمل التعرف علي الإنذار:

- يعطي الجهاز إنذار سمعي و تظهر رسالة علي الشاشة توضح نوع المشكلة.

التعامل مع الإنذار:

- يتم التأكد من توصيل جميع الألكترودات في أماكنها الصحيحة و يمكن استخدام الجيل الخاص بالتوصيل لتقليل

المقاومة و تحقيق أعلي جودة للتوصيل.

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 0106602662/3/4-01000015004

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt- fax : 23580687

23580687/ف

mob : 0106602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 10 of 12

- يتم وضع الجيل بطريقة صحيحة على paddles و توصيلهم بالمريض بطريقة صحيحة
  - يتم التأكد من اختيار الشحنة المطلوبة
  - يتم التأكد من اختيار mode تفريغ الشحنة متزامن أو غير متزامن
  - يتم التأكد من توصيله بالكهرباء في حالة ضعف البطارية
- ملحوظة: يتم عمل صيانة دورية نصف شهرية للجهاز و يتم اختبار جميع أنظمة الإنذار بواسطة مهندس الأجهزة الطبية.

المسئول:

- العاملين بقسم صيانة الاجهزة الطبية - الاطباء و التمريض

النماذج:

- نموذج المرور اليومي علي الاجهزة علي النظام

المراجع:

- الاحتياطات القياسية العالمية لامن المريض.
- معايير الهيئة العامة للإعتماد و الرقابة الصحية (GAHAR)

الاختصارات:

1. ECC: Eye Care Center

المراجع:

- معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة و جراحات اليوم الواحد GAHAR 2022

التاريخ	التوقيع	الاسم والوظيفة	الإعداد

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادى - م: 01066602662/3/4-01000015004

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt– fax : 23580687

23580687/ف

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

[www.eyecare-center.com](http://www.eyecare-center.com)

Page 11 of 12

			المراجعة
			الاعتماد

مركز  
عناية العيون

eye@care  
center